


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gemin6 Para Wb, Elisa - Q8Wxd5

Número de artículo: CM0013614



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo GEMIN6 validado para WB y ELISA en muestras humanas. Se dirige a la proteína asociada a Gem 6, un componente del complejo SMN implicado en el ensamblaje de snRNP y el empalme de pre-mRNA. Apto para uso en investigación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GEMIN6 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GEMIN6
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	79833
ID de Gen	79833
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-167 del GEMIN6 humano (NP_079051.9)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q8WXD5
Peso Proteico	19kDa
Envío	Bolsa de hielo