


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gemin8 Para Wb, Elisa - Q9Nwz8

Número de artículo: CM0013291



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GEMIN8 validado para WB y ELISA. Diseñado para GEMIN8 humano, una proteína asociada a geminas involucrada en el ensamblaje de snRNP y el empalme de pre-ARNm. - Q9NWZ8

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GEMIN8 Rabbit pAb
Notas/Alias	FAM51A1; GEMIN8
Especie	Humano
GeneID	54960
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-242 de GEMIN8 humano (NP_060326.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q9NWZ8
Peso molecular de la proteína	29kDa
Envío	Bolsa de hielo