

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gen1 Para Wb Y Elisa - Q17Rs7

Número de artículo: CM0016856



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GEN1 humano, validado para WB y ELISA. Dirigido contra el homólogo 1 de la endonucleasa de estructuras en solapa GEN (Q17RS7), implicado en la resolución de las uniones de Holliday y la reparación del ADN. Adecuado para muestras humanas y de ratón.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GEN1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Gen; GEN1
Especie	Humano
ID del gen	348654
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón
SWISS	Q17RS7
Peso de la proteína	103 kDa
Envío	Bolsa de hielo