


Anticuerpo Monoclonal Anti-Gefirina Para Wb, Elisa - Q9Nqx3

Número de artículo: CM0005561



Introducción

Anticuerpo monoclonal anti-Gefirina validado para WB, ELISA en Humano, Ratón y Rata. Dirigido al organizador de sinapsis inhibitorias y la enzima de biosíntesis del cofactor de molibdeno. Para investigación en neurociencia y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Gefirina mAb de conejo
Observaciones/Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gefirina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10243
GeneID	10243
Inmunógeno	Péptido sintético
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQX3
Peso de la proteína	80kDa/83kDa
Envío	Bolsa de hielo