


Anticuerpo Policlonal Anti-Gefirina Para Wb Y Elisa - Q9NqX3

Número de artículo: CM0026742



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra la Gefirina humana (GPHN) para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigar el anclaje de sinapsis inhibitorias y la biosíntesis del cofactor de molibdeno.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Gefirina Conejo pAb
Observaciones/Alias	GPH; GEPH; HKPX1; GPHRYN; MOCODC; Gefirina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10243
GeneID	10243
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 520-769 de la Gefirina humana (NP_065857.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9NQX3
Peso Proteico	80kDa
Envío	Bolsa de hielo