


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Get4 Para Wb, Elisa - Q7L5D6

Número de artículo: CM0020906



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra la proteína homóloga de tráfico de Golgi a ER 4 (GET4), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del control de calidad de proteínas y la orientación de proteínas de anclaje en cola.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GET4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CEE; CDG2Y; TRC35; CGI-20; C7orf20; GET4
Especie	Humano
GeneID (humano)	51608
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-327 del GET4 humano (NP_057033.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q7L5D6
Peso Proteico	37kDa
Envío	Bolsa de hielo