

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gf14-C Para Wb Y Elisa - Q6Zkc0

Número de artículo: CM0022294



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GF14-C de arroz (proteína similar a 14-3-3, homólogo C del factor G-box 14-3-3). Validado para aplicaciones de Western blot y ELISA. Adecuado para investigación y diagnóstico en plantas. Swiss-Prot Q6ZKC0.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GF14-C pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GF14C; OJ1124_B05.7; GF14-C
Especie	Oryza sativa
ID de Gen (Oryza sativa)	4345634
Inmunógeno	Proteína recombinante de Oryza sativa GF14-C
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q6ZKC0
Peso Proteico	71kDa
Envío	Bolsa de hielo