

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gfap (Conjugado) Para Inmunofluorescencia - P14136

Número de artículo: CM0009110



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GFAP conjugado con validado para inmunofluorescencia (IF-P). Reacciona con GFAP de humano, ratón y rata, un marcador de astrocitos de 50 kDa. Adecuado para investigación en neurociencia y desarrollo de diagnósticos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-GFAP conjugado con
Observaciones/Alias	ALXDRD
Especie	Humano
GeneID (humano)	2670
GeneID	2670
Inmunógeno	Péptido sintético Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la GFAP humana (P14136).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	IF-P
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14136
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo