

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gfap Para Wb, If-F, If-P, Mihc, Elisa - P14136

Número de artículo: CM0003202



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-GFAP validado para WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA. Reacciona cruzadamente con GFAP humano, de ratón y de rata (~50 kDa). Ideal para investigación en neurociencia y astrocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFAP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ALXDRD; GFAP
Especie	Humano
GenelD (Humano)	2670
GenelD	2670
Inmunógeno	Péptido Sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-F, IF-P, mIHC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14136
Peso Proteico	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo