

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gfap Para Wb, If, Ihc-P, Elisa - P14136

Número de artículo: CM0008822



Introducción

GFAP Rabbit mAb (P14136) es un anticuerpo monoclonal de conejo validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Detecta GFAP humano y presenta reactividad cruzada con ratón y rata. ~50 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFAP Rabbit mAb
Observaciones/Alias	ALXDRD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-383 de la GFAP humana (NP_002046.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	P14136
Peso Molecular de la Proteína	50kDa
Envío	Bolsa de hielo