

Anticuerpo Monoclonal Anti-Gfap Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14136

Número de artículo: CM0004981



Introducción

Anticuerpo monoclonal de ratón contra GFAP validado para WB, IF-P, IHC-P y ELISA en humano, ratón y rata. Esencial para la detección de astrocitos en investigación del SNC, con soporte de abastecimiento integral de CamelBio.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Ratón contra GFAP
Observaciones/Alias	ALXDRD
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 60-383 de la GFAP humana (NP_002046.1).
Origen	Ratón
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14136
Peso Molecular de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo