

Anticuerpo Policlonal Anti-Gfap - P14136

Número de artículo: CM0017674



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la GFAP humana, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Adecuado para la detección de marcadores de astrocitos en investigación neurocientífica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALXDRD; GFAP
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2670
GeneID	2670
Inmunógeno	Péptido sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 350-432 de la GFAP humana (NP_002046.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14136
Peso de la Proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo