

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gfap Para Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P Y Elisa - P14136

Número de artículo: CM0017567



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GFAP humano, validado para WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P y ELISA. Reacciona con muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de marcadores de astrocitos en la investigación neurocientífica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GFAP Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALXDRD; GFAP
Especie	Humano
GeneID (humano)	2670
GeneID	2670
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-75 de GFAP humano (NP_002046.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P14136
Peso de la proteína	50 kDa
Envío	Bolsa de hielo