


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gfer Para El Western Blot, Ihc-P, Elisa - P55789

Número de artículo: CM0024752



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GFER humano (ALR/ERV1), validado para Western Blot, IHC-P, ELISA. Reconoce GFER humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la biología redox mitocondrial y la regeneración hepática.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFER Rabbit pAb
Observaciones/Alias	ALR; HPO; HSS; ERV1; HPO1; HPO2; HERV1; MMCHD; MPMCD; GFER
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2671
GeneID	2671
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 81-205 del GFER humano (NP_005253.3)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P55789
Peso Proteico	23kDa
Envío	Bolsa de hielo