


## Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gfm1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rp9

Número de artículo: CM0026985



### Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo dirigido contra el factor G de elongación mitocondrial humano (GFM1). Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre traducción mitocondrial y enfermedades.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GFM1 Rabbit pAb                                                                                                                      |
| Notas / Alias       | EFG; GFM; EFG1; EFGM; EGF1; hEFG1; COXPD1; mtEF-G1; GFM1                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                                               |
| GeneID (Humano)     | 85476                                                                                                                                |
| GeneID              | 85476                                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 482-751 de la GFM1 humana (NP_079272.4) |
| Origen              | Conejo                                                                                                                               |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                             |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                     |
| Reactividad Cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                                                  |
| SWISS               | Q96RP9                                                                                                                               |
| Peso Molecular      | 83kDa                                                                                                                                |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                       |