

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Gfpt1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q06210

Número de artículo: CM0002584



Introducción

mAb de Conejo GFPT1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconoce GFPT1 humano, ratón, rata (~79 kDa). Esencial para estudios de la vía de la hexosamina y glicosilación. Detecta una enzima clave en la síntesis de UDP-GlcNAc.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo GFPT1
Observaciones/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2673
ID de Gen	2673
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 600-699 del GFPT1 humano (Q06210)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06210
Peso Proteico	79 kDa
Envío	Bolsa de hielo