

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gfpt1 (Wb, Elisa) - Q06210

Número de artículo: CM0025375



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GFPT1, validado para Western blot (WB) y ELISA. Apto para muestras humanas, de ratón y de rata. Dirigido a la enzima de la vía de la hexosamina con un peso molecular de 79kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFPT1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GFA; GFAT; GFPT; MSLG; CMS12; GFAT1; CMSTA1; GFAT 1; GFAT1m; GFPT1L; GFPT1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2673
ID de Gen	2673
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-150 del GFPT1 humano (NP_002047.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q06210
Peso Proteico	79kDa
Envío	Bolsa de hielo