

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gfpt2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O94808

Número de artículo: CM0024022

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GFPT2 humano (SWISS: O94808). Validado para WB, IF/ICC y ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para la investigación de la vía de biosíntesis de hexosamina y la glicosilación de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFPT2 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GFAT; GFAT2; GFAT 2; GFPT2
Especie	Humano
ID de Gen	9945
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 200-260 del GFPT2 humano (NP_005101.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O94808
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo