


Anticuerpo Policlonal Anti-Gfra1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P56159

Número de artículo: CM0029101



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GFRA1 para Western blot, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Detecta GFRA1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de señalización neurotrófica y neuronas dopaminérgicas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	GFRA1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	GNFR; RET1L; RETL1; RHDA4; TRNR1; GDNFRA; GFRalpha-1; GFR-ALPHA-1; GDNFR-alpha-1; GFRA1
Especie	Humano
GeneID	2674
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 345-420 del GFRA1 humano (NP_005255.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P56159
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo