


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gfra2 Para Wb Y Elisa - 000451

Número de artículo: CM0031030



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad contra GFRA2 humana, validado para Western Blot y ELISA en humano, ratón y rata. Dirigido al receptor alfa de neurturina para investigación en neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GFRA2 Rabbit pAb
Notas / Alias	NTNRA; RETL2; TRNR2; GDNFRB; NRTNR-ALPHA; GFRA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	2675
GeneID	2675
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 360-464 de GFRA2 humana (NP_001486.4)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00451
Peso molecular de la proteína	52kDa
Envío	Bolsa de hielo