

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gfra3 Para Wb Y Elisa - O60609

Número de artículo: CM0030039



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo purificado por afinidad dirigido contra el GFRA3 humano (receptor alfa-3 de la familia GDNF). Adecuado para WB y ELISA; presenta reactividad cruzada con humano y ratón. Ideal para estudios de señalización de factores neurotróficos e investigación de neuronas periféricas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GFRA3 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GDNFR3; GFRA3
Especies	Humano
GeneID (Humano)	2676
GeneID	2676
Inmunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 32-240 del GFRA3 humano (NP_001487.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O60609
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo