


Anticuerpo Policlonal Anti-Gga2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ujy4

Número de artículo: CM0014158



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GGA2 validado para Western blot, inmunofluorescencia/inmunocitoquímica y ELISA. Detecta GGA2 endógeno en muestras humanas y de ratón. Ideal para el estudio del tráfico de proteínas y la dinámica entre el aparato de Golgi y los endosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GGA2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	VEAR; GGA2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23062
GeneID	23062
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la GGA2 humana (NP_055859.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UJY4
Peso de la Proteína	67kDa
Envío	Bolsa de hielo