

Anticuerpo Policlonal Anti-Ggct Para Wb, Elisa - 075223

Número de artículo: CM0031017



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra gamma-glutamilciclotransferasa humana (GGCT), validado para WB y ELISA. Ideal para estudios de homeostasis de glutatión y apoptosis. Presenta reactividad cruzada con muestras humanas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GGCT Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GGC; GCTG; CRF21; C7orf24; GGCT
Especie	Humano
GeneID (Humano)	79017
GeneID	79017
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-188 de la GGCT humana (NP_076956.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	075223
Peso Proteico	21kDa
Envío	Bolsa de hielo