

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ggcx Para Wb Y Elisa - P38435

Número de artículo: CM0021807



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo GGCX (P38435) validado para Western blot (WB) y ELISA. Detecta la gamma-carboxilasa dependiente de vitamina K humana y de ratón, esencial para la investigación de la coagulación y el metabolismo óseo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GGCX pAb de Conejo
Observaciones/Alias	VKCFD1; GGCX
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2677
ID de Gen	2677
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 479-758 del GGCX humano (NP_000812.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P38435
Peso Proteico	88kDa
Envío	Bolsa de hielo