


Anticuerpo Policlonal Anti-Ggh Para Wb, Elisa - Q92820

Número de artículo: CM0030486



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-humano GGH (gamma-glutamyl hidrolasa) validado para WB y ELISA con reactividad cruzada en humano y ratón. Ideal para investigación del metabolismo del folato y de antifolatos. UniProt Q92820.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb GGH Conejo
Observaciones/Alias	GH; GATD10; GGH
Especie	Humano
GeneID (humano)	8836
GeneID	8836
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 25-230 de la GGH humana (NP_003869.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q92820
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo