


Anticuerpo Policlonal Anti-Ggps1 Para Wb, Elisa - 095749

Número de artículo: CM0019186



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GGPS1, adecuado para WB y ELISA; reacción cruzada con humano, ratón y rata. Ideal para investigación sobre la síntesis de pirofosfato de geranilgeranilo y enfermedades relacionadas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GGPS1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GGPPS; MDHLO; GGPPS1; MUDHLOV; GGPS1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9453
GeneID	9453
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 164-300 de GGPS1 humano (NP_001032354.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O95749
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo