

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ggt5 Para Wb Y Elisa - P36269

Número de artículo: CM0016593

Introducción

Validado para WB y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo detecta GGT5 humana y de ratón, con un inmunógeno correspondiente a los aminoácidos 388-587. Adecuado para estudios sobre el metabolismo del glutatión y la inflamación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GGT5 pAb de conejo
Observaciones/Alias	GGL; GGT 5; GGTLA1; GGT-REL; GGT5
Especie	Humana
GeneID (humano)	2687
GeneID	2687
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 388-587 de GGT5 humana (NP_001093251.1).
Fuente	Konijn
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón
SWISS	P36269
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo