


Anticuerpo Monoclonal Anti- γ -Catenina Para Wb, Elisa - P14923

Número de artículo: CM0006009



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a γ -Catenina (JUP). Validado para WB y ELISA con reactividad cruzada contra humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de la adhesión celular y los complejos de unión.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	γ -Catenina mAb de conejo
Observaciones/Alias	PG; DP3; PDGB; PKGB; CTNNG; DPLI; γ -Catenina
Especie	Humano
GeneID (Humano)	3728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 15-115 de la γ -Catenina humana (P14923)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P14923
Peso de la Proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo