


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti- γ -Catenina Para Wb, Ip, Elisa - P14923

Número de artículo: CM0013704



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo que reconoce la γ -catenina humana y de ratón (placoglobina de unión). Validado para WB, IP y ELISA, detecta una proteína de 82 kDa. Ideal para estudios de adhesión celular, cardiomiopatía y dermatología.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	γ -catenina Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PG, DP3, PDGB, PKGB, CTNNG, DPIII, γ -catenina
Especie	Humana
GeneID (Humano)	3728
GeneID	3728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 de la γ -catenina humana (NP_002221.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P14923
Peso molecular de la proteína	82kDa
Envío	Bolsa de hielo