

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti- γ -Tubulina Para Wb, If/Icc, Elisa - P23258

Número de artículo: CM0007339



Introducción

Anticuerpo Monoclonal de Conejo contra γ -Tubulina validado para WB, IF/ICC, ELISA en humano, ratón, rata. Reconoce la gamma-tubulina, una proteína clave del centrosoma involucrada en la nucleación de microtúbulos y la división celular. Ideal para investigación del ciclo celular y el citoesqueleto.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo contra γ -Tubulina
Observaciones/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	7283
Inmunógeno	Proteína recombinante de γ -Tubulina humana
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo