

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti- γ -Tubulina Para Wb, IHC-P, IF/ICC, Elisa - P23258

Número de artículo: CM0006268



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo que se dirige a la γ -Tubulina (TUBG1), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Esencial para la investigación de nucleación de microtúbulos y centrosomas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	mAb de Conejo Anti- γ -Tubulina
Observaciones/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	7283
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 231-451 de la γ -Tubulina humana (P23258)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo