

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti- γ -Tubulina Para Wb, Elisa - P23258

Número de artículo: CM0029482



Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti- γ -Tubulina validado para WB y ELISA. Reacciona con Humano, Ratón, Rata. Se dirige a la gamma-tubulina, un componente clave del Complejo de Anillo de γ -Tubulina (γ TuRC) implicado en la nucleación de microtúbulos y la función del centrosoma.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	γ -Tubulina pAb de Conejo
Observaciones/Alias	TUBG; GCP-1; CDCBM4; TUBGCP1; γ -Tubulina
Especie	Humano
ID de Gen	7283 (Humano)
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 382-451 de la γ -Tubulina humana (NP_001061.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P23258
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo