

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ghd 7.1 Para Wb, Elisa - Q0D3B6

Número de artículo: CM0021514

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido a Ghd 7.1 (PRR37) de Oryza sativa, un represor del tiempo de floración. Validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada frente al arroz. Útil para estudios de floración fotoperiódica y reloj circadiano.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Ghd 7.1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HD2; DTH7; PRR37; OsPRR37; Ghd 7.1
Especie	Oryza sativa
GeneID	4344399
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de Ghd 7.1 (Q0D3B6) de Oryza sativa
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Oryza sativa
SWISS	Q0D3B6
Peso molecular de la proteína	80kDa
Envío	Bolsa de hielo