

Anticuerpo Policlonal Anti-Ghd7 Para Wb, Elisa - E5Rqa1

Número de artículo: CM0023505

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el factor de transcripción GHD7 de arroz, validado para WB y ELISA. Objetivo: un represor floral clave en condiciones de días largos, adecuado para estudios de regulación del tiempo de floración en *Oryza sativa*.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GHD7 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Ghd7; GHD7
Especie	Oryza sativa
ID de Gen	107276161
Inmunógeno	Proteína recombinante de Oryza sativa GHD7
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Oryza sativa
SWISS	E5RQA1
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo