


Anticuerpo Monoclonal Anti-Ghrh Para Wb, Elisa - P01286

Número de artículo: CM0005710



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido a la GHRH humana (Somatoliberina). Validado para WB y ELISA, este anticuerpo reacciona con una proteína de 12 kDa. Adecuado para investigación sobre la secreción de hormona del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GHRH Rabbit mAb
Notas / Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2691
ID del Gen	2691
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-100 de la GHRH humana. (NP_066567.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P01286
Peso Molecular de la Proteína	12kDa
Envío	Bolsa de hielo