


Anticuerpo Policlonal Anti-Ghrh Para Wb, If/Icc, Elisa - P01286

Número de artículo: CM0028920



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GHRH validado para Western blot, IF/ICC y ELISA. Reacciona con GHRH (somatoliberina) humano, de ratón y de rata. Ideal para la investigación de la secreción de la hormona del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GHRH Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRF; INN; GHRF; GHRH
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2691
ID de Gen	2691
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GHRH humano (NP_066567.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P01286
Peso Proteico	12kDa
Envío	Bolsa de hielo