


Anticuerpo Policlonal Anti-Ghrhr Para Wb, If-P, Elisa - Q02643

Número de artículo: CM0030643



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido al GHRHR humano (receptor de la hormona liberadora de la hormona de crecimiento). Adecuado para WB, IF-P y ELISA. Reacciona de forma cruzada con muestras de humano, ratón y rata. Apoya la investigación en la señalización de la hormona de crecimiento y su deficiencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GHRHR Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GRFR; GHRFR; IGHD4; IGHD1B; GHRHR
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	2692
ID de Gen	2692
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-130 del GHRHR humano (NP_000814.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q02643
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo