

Anticuerpo Policiano Anti-Ghrl Para Wb Y Elisa - Q9Ubu3

Número de artículo: CM0018591



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GHRL (grelina) humana. Validado para WB y ELISA. Ideal para el estudio de la regulación del apetito, la liberación de hormona del crecimiento y la función gástrica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GHRL Rabbit pAb
Notas/Alias	MTLRP; GHRL
Especie	Humana
GeneID (Humana)	51738
GeneID	51738
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-117 de GHRL humana (NP_057446.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana
SWISS	Q9UBU3
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo