

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Ghsr Para Wb, Elisa - Q92847

Número de artículo: CM0023714



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de ghrelina humano (GHSR). Adecuado para Western blot y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación sobre regulación del apetito y secreción de hormona del crecimiento.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo GHSR
Observaciones/Alias	GHDP; GHSR
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	2693
ID del Gen	2693
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 del GHSR humano (NP_940799.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón, Rata
SWISS	Q92847
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo