

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Giantin Para Wb, If/Icc, Elisa - Q14789

Número de artículo: CM0021295

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra Giantin humano (GOLGB1, Q14789). Validado para WB, IF/ICC y ELISA. Dirigido contra una proteína de membrana del aparato de Golgi de ~376 kDa implicada en la formación de puentes cruzados intercisternales.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	Giantin Rabbit pAb
Observaciones/Sinónimos	GCP; GCP372; GOLIM1; Giantin
Especie	Humana
GeneID	2804
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1123-1302 de Giantin humana (NP_004478.3)
Origen	Caní
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humana
SWISS	Q14789
Peso de la proteína	376 kDa
Envío	Bolsa de hielo