

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gid1A Para Wb - Q9Maa7

Número de artículo: CM0024230



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra el receptor de giberelina GID1A (ATCXE10) de *Arabidopsis thaliana*. Validado para Western blot (WB) y ELISA. Ideal para estudiar la señalización de GA, el crecimiento y desarrollo de las plantas. Inmunógeno: péptido sintético dentro de los aa 50-150.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GID1A pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ATGID1A, GA INSENSITIVE DWARF1A, T12H1.8, T12H1_8, GID1A
Especie	<i>Arabidopsis thaliana</i>
GeneID	819674
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 50-150 de GID1A de <i>Arabidopsis thaliana</i> (NP_187163.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	<i>Arabidopsis thaliana</i>
SWISS	Q9MAA7
Peso Proteico	39kDa
Envío	Bolsa de hielo