


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gif Para Wb Y Elisa - P27352

Número de artículo: CM0021733



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-GIF de alta calidad, validado para WB y ELISA, con reactividad cruzada en humano, ratón y rata. Ideal para estudiar la absorción de cobalamina y la investigación relacionada con el factor intrínseco.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo anti-GIF
Observaciones/Alias	GIF; IF; IFMH; INF; TCN3; factor intrínseco gástrico
Especie	Humano
GeneID (humano)	2694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 19-417 de GIF humano (NP_005133.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	P27352
Peso de la proteína	42 kDa/45 kDa
Envío	Bolsa de hielo