


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gif/Factor Intrínseco Para Wb, If/Icc, Elisa - P27352

Número de artículo: CM0029743



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GIF (Factor Intrínseco) humano, validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Apto para investigación de absorción de cobalamina y mucosa gástrica.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIF Conejo pAb
Observaciones/Alias	IF; GIF; INF; IFMH; TCN3
Especie (Reactividad)	Humano
ID Gen (Humano)	2694
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-300 del GIF humano (NP_005133.2)
Fuente (Hospedador)	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P27352
Peso Molecular de la Proteína	45kDa
Envío	Bolsa de hielo