

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Gigylf2 Para Wb, Elisa - Q6Y7W6

Número de artículo: CM0015494



Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo anti-GIGYF2 validado para WB, ELISA. Reacciona con Humano, Ratón y Rata. Adecuado para estudios sobre represión traduccional, degradación de ARNm y enfermedad de Parkinson.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIGYF2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	GYF2; PERQ2; PERQ3; PARK11; TNRC15; GIGYF2
Especie	Humano
GeneID (humano)	26058
GeneID	26058
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 350-500 de GIGYF2 humana (NP_001096617.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q6Y7W6
Peso Molecular	150kDa
Envío	Bolsa de hielo