


## Anticuerpo Policlonal Anti-Gimap1 Para Wb, Elisa - Q8Wwp7

Número de artículo: CM0022758



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a GIMAP1 humana, validado para WB y ELISA. Presenta reactividad cruzada con rata. Esencial para el estudio de la supervivencia de linfocitos y la biología de las GTPasas en bazo y ganglios linfáticos.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | GIMAP1 Rabbit pAb                                                                                                   |
| Notas/Alias         | IAN2; IMAP1; HIMAP1; IMAP38; GIMAP1                                                                                 |
| Especie             | Humano                                                                                                              |
| ID del Gen (Humano) | 170575                                                                                                              |
| ID del Gen          | 170575                                                                                                              |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 140-280 de GIMAP1 humana (NP_570115.1). |
| Origen              | Conejo                                                                                                              |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                            |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reactividad Cruzada | Rata                                                                                                                |
| SWISS               | Q8WWP7                                                                                                              |
| Peso de la Proteína | 34kDa                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                      |