


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gimap5 Para Wb, Elisa - Q96F15

Número de artículo: CM0030938



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra GIMAP5 humano, validado para WB y ELISA. Detecta la proteína endógena en muestras humanas, de ratón y rata. Esencial para estudios sobre el desarrollo de linfocitos T y la regulación inmunitaria.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIMAP5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	IAN4; IAN5; IROD; IAN-5; IMAP3; NCPH2; HIMAP3; IAN4L1; GIMAP5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	55340
GeneID	55340
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 190-270 de GIMAP5 humano (NP_060854.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q96F15
Peso Proteico	35kDa
Envío	Bolsa de hielo