

Anticuerpo Policlonales De Conejo Anti-Gins2 Para Wb Y Elisa - Q9Y248

Número de artículo: CM0028601



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra GINS2 (PSF2) humano. Validado para WB y ELISA. Ideal para investigación de replicación del ADN, especialmente el complejo helicasa CMG. Reacciona de forma cruzada con humano. Peso molecular predicho: 21 kDa.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GINS2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	PSF2; Pfs2; HSPC037; GINS2
Especie	Humano
GeneID	51659
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-185 de GINS2 humano (NP_057179.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q9Y248
Peso Molecular	21kDa
Envío	Bolsa de hielo