

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Gins4 (Sld5) Para Wb Y Elisa - Q9Brt9

Número de artículo: CM0030356



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GINS4 (SLD5) humano para Western blot y ELISA. Detecta GINS4 de humano, ratón y rata, una proteína del complejo de replicación del ADN. Ideal para investigación del ciclo celular y replicación.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	GINS4 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SLD5, GINS4
Especie	Humano
ID del gen	84296
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9BRT9
Peso de la proteína	98kDa
Envío	Bolsa de hielo