

Anticuerpo Policlonal Anti-Gip De Conejo Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09681

Número de artículo: CM0030091



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra GIP humano (Polipéptido Inhibidor Gástrico/Polipéptido Insulinotrópico Dependiente de Glucosa). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Adecuado para investigación en diabetes y metabolismo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIP Conejo pAb
Observaciones/Alias	GIP
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	2695
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 22-153 del GIP humano (NP_004114.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09681
Peso Proteico	17kDa
Envío	Bolsa de hielo