

Anticuerpo Policlonal Conejo Anti-Gipc1 Para Wb, Elisa - O14908

Número de artículo: CM0014781

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra GIPC1 humano (O14908), validado en WB y ELISA, con reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudios de señalización vinculada a proteínas G.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	GIPC1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	NIP; GIPC; IIP-1; OPDM2; TIP-2; SEMCAP; C19orf3; Hs.6454; GLUT1CBP; RGS19IP1; SYNECTIN; SYNECTIIN; GIPC1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10755
GeneID	10755
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-333 de GIPC1 humano (NP_005707.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O14908
Peso Proteico	36kDa
Envío	Bolsa de hielo